

Мембранные клапаны

Мембранные клапаны применяются для стерильных процессов в фармацевтической и пищевой промышленности, а также в биотехнологиях.

За счёт плотного соединения корпуса клапана с диафрагмой осуществляется абсолютная изоляция. Поэтому мембранный клапан может использоваться в асептических технологических процессах с высокими гигиеническими требованиями.

Особенности:

- Мойка и стерилизация CIP/SIP;
- Защита от протечек;
- Высокий показатель Kv;
- Низкая стоимость;
- Герметичная изоляция привода от среды;
- Низкие затраты на эксплуатацию.


Технические характеристики:

Тип привода	Пневмопривод, электропривод, ручное управление
Материал корпуса	AISI 316L/304
Рабочая температура	от -10 до +140 °C
Сечение	DN6 - DN100
Материал мембраны	EPDM, PTFE, FPM
Max Давление	10 Бар



Мембранный клапан с ручным управлением

№.20309




SIZE	Dn	D	A	H	J
DN20	20	34	145.4	126	90
DN25	26	50.5	145.4	126	90
DN32	32	50.5	178.4	142.4	114
DN40	38	50.5	178.4	142.4	114
DN50	50	64	198.4	183.5	140
DN65	66	91	259	200	140
DN80	81	106	297	220	140
DN100	100	119	348	240	140

SIZE	Dn	A	H
1"	22.4	90	145.4
1.25"	28.8	114	178.4
1.5"	35	114	178.4
2"	47.8	140	198.4
2.5"	59.5	140	259
3"	72.2	140	259
3.5"	85	140	297
4"	97.6	140	348

Сварной мембранный клапан с ручным управлением

№.20305




SIZE	Dn	1	2	A	H	J
DN20	20	22	23	145.4	126	90
DN25	26	28	29	145.4	126	90
DN32	32	34	35	178.4	142.4	114
DN40	38	40	41	178.4	142.4	114
DN50	50	52	53	198.4	183.5	140
DN65	66	70		259	200	140
DN80	81	85		297	220	140
DN100	100	104		348	240	140

SIZE	Dn	A	H
1"	22.4	90	145.4
1.25"	28.8	114	178.4
1.5"	35	114	178.4
2"	47.8	140	198.4
2.5"	59.5	140	259
3"	72.2	140	259
3.5"	85	140	297
4"	97.6	140	348

Мембранный клапан с пневмоприводом

№.12030901




SIZE	Dn	D	A	H	J
DN20	20	34	145.4	188.5	86
DN25	26	50.5	145.4	188.5	86
DN32	32	50.5	178.4	195.8	86
DN40	38	50.5	178.4	195.8	86
DN50	50	64	198.4	232.2	86
DN65	66	91	259	311	133
DN80	81	106	297	311	133
DN100	100	119	348	305	133

SIZE	Dn	D	A	H	J
1"	22.4	50.5	145.4	188.5	86
1.25"	28.8	50.5	178.4	195.8	86
1.5"	35	50.5	178.4	195.8	86
2"	47.8	64	198.4	232.2	86
2.5"	59.5	77.5	259	311	133
3"	72.2	91	259	311	133
3.5"	85	106	297	311	133
4"	97.6	119	348	305	133

Сварной мембранный клапан с пневмоприводом

№.12030501



SIZE	Dn	1	2	A	H	J
DN20	20	22	23	145.4	188.5	86
DN25	26	28	29	145.4	188.5	86
DN32	32	34	35	178.4	195.8	86
DN40	38	40	41	178.4	195.8	86
DN50	50	52	53	198.4	232.2	86
DN65	66	70		259	311	133
DN80	81	85		297	311	133
DN100	100	104		348	305	133

SIZE	Dn	D	A	H	J
1"	22.4	25.4	145.4	188.5	86
1.25"	28.8	32	178.4	195.8	86
1.5"	35	38	178.4	195.8	86
2"	47.8	50.8	198.4	232.2	86
2.5"	59.5	63.5	259	311	133
3"	72.2	76.2	259	311	133
3.5"					

89	297	311	133
101.6	348	305	133