

Седельный клапан H3600



Седельный клапан H3600 предназначен для применения в:

- Фармацевтической промышленности;
- Химической промышленности;
- Пищевой промышленности;

Особенности:

- Низкая цена;
- Стерилизация в CIP и SIP, автоклав;
- Долгий срок службы;
- Отсутствие проблем с зап. частями;
- Высокая пропускная способность.

Клапаны с наклонным штоком компании "High-Flyer" используются для отсечения, контроля, дозирования и регулирования жидкости или газообразно среды. Клапан может быть спроектирован по специальным требованиям.

Технические характеристики:

Тип привода	Пневмопривод, Электропривод
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304/316L
Рабочая температура	от -10 до +180°C
Сечение	DN10 - DN65
Резьба	ISO1127/4200, DIN11850.1, DIN11850.2
Уплотнения	DIN11850.3, SMS3008, ASME BPE PTFE/ FKM
Диапазон регулирования давления	0.3-1МПа